



Návod: Odběr stolice - kalprotektin

Pokyny/ Pokyny pro pacienty

číslo	:	PO 19
verze	:	01
exemplář	:	
strana	:	1 z 1
platí od	:	06.01.2021
přílohy	:	0
datum tisku	:	19.02.2021

Pokyny k odběru vzorku stolice na stanovení kalprotektinu ve stolici

Vážená paní / vážený pane,

bude Vám proveden test, jehož cílem je kvantitativní stanovení kalprotektinu ve stolici.

Na toto vyšetření je třeba odebrat vzorek stolice do zkumavky označené štítkem pacienta, kterou Vám dá sestra v ordinaci spolu s vyplněnou žádankou do laboratoře.

Do odběrové zkumavky odeberte vzorek o velikosti vlašského ořechu. K odběru použijte nejlépe první ranní stolici. Vzorek uchovávejte v chladu při teplotě 2 - 8°C a doručte do laboratoře nejpozději do pěti dnů od odběru. Vzorky mohou být přepravovány při pokojové teplotě.

Dodržení pokynů pro odběr vzorku stolice je podmínkou pro správný výsledek vyšetření.

Děkujeme za Vaši spolupráci při odběru vzorku.

Oddělení klinické biochemie Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.