

Návod: Odběr stolice - hemoglobin

Verze: 3.5
kód: PO 07
výtisk:

platí od 06.01.2021
datum tisku:27.03.2026
strana: 1/1

Pokyny k odběru vzorku stolice na kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici

Vážená paní/ vážený pane,

bude Vám proveden test, jehož cílem je kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici.

Na toto vyšetření je třeba odebrat vzorek stolice do zkumavky označené štítkem pacienta, kterou Vám dá sestra v ordinaci spolu s vyplněnou žádankou do laboratoře.

Neprovádějte odběr během menstruace, při krvácení z hemoroidů, průjmu nebo je-li vzorek kontaminován močí, vodou.

Do odběrové zkumavky odeberte vzorek o velikosti vlašského ořechu. Vzorek uchovávejte v chladu **při teplotě 2 - 8°C** a doručte do laboratoře nejpozději **do tří dnů** od odběru. Vzorky mohou být přepravovány při pokojové teplotě.

Dodržení pokynů pro odběr vzorku stolice je podmínkou pro správný výsledek vyšetření.

Děkujeme za Vaši spolupráci při odběru vzorku.

Oddělení klinické biochemie Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.